

Catalogue des analyses - Laboratoire

Phénotypage cytochromes P450

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Détermination des activités enzymatiques

Indication diagnostique

Suspicion de métabolisme déficient ou rapide

Renseignement téléphonique

Veuillez nous contacter pour obtenir le matériel pour le phénotypage au 021 31 42 264 et si souhait de discuter de l'indication du test au 021 31 42 707

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Sur demande

Analyse accréditée

NON

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[UPPC - Phénotypage cytochromes P450](#)**Renseignements à fournir**

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang capillaire

Instruction(s) particulière(s)

Procédure: voir feuille de demande

[Hemaxis DB instruction video](#)**Matériel standard****Quantité**

4 spots de sang capillaire/carte

Contenant

Hemaxis DB 10



NULL

Contenant(s) autre(s)

Carte HemaXis (matériel fourni par le laboratoire UPPC)

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Température ambiante max 4 jours

Conditions d'acheminement

Température ambiante, courrier A

Acheminement

Conditions d'acheminement

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

Dépose des prélèvements

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

Site

Hôpital de Cery

Adresse

Cery
1008 Prilly

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 31 42 264

Site web

[UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC)

Site Hôpital de Cery

Adresse Hôpital de Cery
1008 Prilly

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 42 264

Méthode analytique

Principe de la méthode • UPLC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 373.5