

Catalogue des analyses - Laboratoire

Venlafaxine

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin**Indication diagnostique** Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication**Renseignement téléphonique** 021 31 42 264**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire**Fréquence d'exécution** 2x/semaine**Analyse accréditée** OUI**Spécialité**

- Dosages de médicaments

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
Lien
[UPPC - Analyse de médicaments psychotropes](#)**Renseignements à fournir** Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s) Prélèvement juste avant la prise du médicament.
Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 4 jours

Matériel standard

Quantité 1**Contenant** Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059

Contenant(s) autre(s)

Sang hépariné ou sérum sans gel séparateur aussi utilisable

Stabilité maximale avant envoi**Réfrigéré**

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes**Préparation**

Centrifuger et décanter

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

Température ambiante, courrier A

Acheminement**Conditions d'acheminement**

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

Dépose des prélèvementsSite de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et
psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des
laboratoires BH 18-100**Site**

Hôpital de Cery

AdresseCery
1008 Prilly**Horaire d'ouverture de la réception**Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé**Téléphone**

021 31 42 264

Site web[UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC)

Site Hôpital de Cery

Adresse Hôpital de Cery
1008 Prilly

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 42 264

Méthode analytique

Principe de la méthode • UPLC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 126