



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Zuclopendixol

Sang

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin
<b>Indication diagnostique</b>	Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 42 264
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	2x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosages de médicaments</li> </ul>

### Prescription

<b>Formulaire de demande</b>	<p><b>Numéro de commande</b></p> <p><b>Lien</b></p> <p><a href="#">UPPC - Analyse de médicaments psychotropes</a></p>
------------------------------	---

**Renseignements à fournir** Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sang veineux</li> </ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	<p>Prélèvement juste avant la prise du médicament (formes orales), ou juste avant l'injection (formes dépôts).</p> <p>Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 1 semaine (oral et Acutard), 3 mois (dépôt)</p>

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 2.6 ml EDTA-K



---

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

---

**Contenant(s) autre(s)**

Sang hépariné ou sérum sans gel séparateur aussi utilisable

**Stabilité maximale avant analyse****Réfrigéré**

Nuit et we

**Traitement du prélèvement pour requérants externes****Préparation**

Centrifuger et décanter

---

**Conservation**

4°C

---

**Conditions d'acheminement**

Température ambiante, courrier A

**Acheminement****Conditions d'acheminement**

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

---

**Dépose des prélèvements**

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

---

**Site**

Hôpital de Cery

---

**Adresse**

Cery  
1008 Prilly

---

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

---

**Téléphone**

021 31 42 264

---

**Site web**

[UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC)
<b>Site</b>	Hôpital de Cery
<b>Adresse</b>	Hôpital de Cery 1008 Prilly
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 42 264

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- UPLC-MS/MS

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Aliquote congelé</b>	3 mois
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	126