Catalogue des analyses - Laboratoire

Amplification N-MYC moelle osseuse

Pédiatrie

Informations générales

But de l'analyse

Détection d'une anomalie génétique liée au pronostic cet examen n'est valable qui si la moelle est infiltrée par plus de 30%

de cellules tumorales

40 0014100 141110141

Indication diagnostique Neuroblastome

Renseignement téléphonique 43 621 43 622

Rendez-vous téléphonique nécessaire Communiquer les données cliniques du patient

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 2x/mois

Pré analytique

Prélèvement

Matériel standard

Quantité

• Moelle osseuse

Tube préalablement hépariné

Instruction(s) particulière(s)

.

Contenant Tube conique polypropylène stérile 15 ml






Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	1 ml
----------------	------

Acheminement

Conditions d'acheminement	Immédiatement par porteur
Dépose des prélèvements	Réception du laboratoire d'onco-hématologie Pédiatrique
Site	BH11-959
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 36 21





Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire Onco-hématologie Pédiatrique
Site	BH11-959
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Astreinte	021 314 36 21
Résultats	
Délai de rendu	1-2 semaines

