Catalogue des analyses - Laboratoire

Amplification N-MYC tissu tumeur

Pédiatrie

Informations générales

_		_		_	
-	v	3	m	0	п
		а			

But de l'analyse	Détection d'une anomalie génétique liée au pronostic
Indication diagnostique	Neuroblastome
Renseignement téléphonique	43 621 43 622
Rendez-vous téléphonique néces	ssaire Communiquer les données cliniques du patient
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/mois

Pré analytique

Prélèvement

Nature	Tissu tumeur
Instruction(s) particulière(s)	Prélever de manière stérile, au minimum 0.5 gr de la tumeur ou de la métastase déposer l'échantillon obtenu dans quelques ml de milieu de culture stérile (RPMI-1640) ou du sérum physiologique
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Récipient stérile, PS, fond plat





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Volume minimum	0.5 g
Acheminement	

Conditions d'acheminement	Immédiatement par porteur	
Dépose des prélèvements	Réception du laboratoire d'onco-hématologie Pédiatrique	
Site	BH11-959	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 samedi, dimanche et jours fériés : fermé	
Téléphone	021 314 36 21	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire Onco-hématologie Pédiatrique
Site	BH11-959
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Astreinte	021 314 36 21
Résultats	
Délai de rendu	1-2 semaines

