

Catalogue des analyses - Laboratoire

Immunohistochimie moelle osseuse

Pédiatrie

Informations générales

Examen

But de l'analyse Détection de cellules tumorales (neuroblastome) métastatiques résiduelles au moment du diagnostic

Indication diagnostique Bilan pré ou post-greffe

Renseignement téléphonique 43 621 43 622

Rendez-vous téléphonique nécessaire Avertir le laboratoire 24h à l'avance
Communiquer les données cliniques du patient

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 2x/semaine

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Moelle osseuse

Instruction(s) particulière(s) Ajouter au 1000 unité héparine NOVO /2ml de moelle osseuse prélevée, mélangé rapidement et soigneusement pour éviter la coagulation

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Acheminement

Conditions d'acheminement

Rapidement par porteur

Dépose des prélèvements

Réception du laboratoire d'onco-hématologie Pédiatrique

Site

BH11-959

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 314 36 21



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire Onco-hématologie Pédiatrique
Site	BH11-959
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaires d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Astreinte	021 314 36 21
Résultats	
Délai de rendu	2-3 jours