Catalogue des analyses - Laboratoire

# pH urine

Pédiatrie

### Informations générales

**Examen** 

Renseignement téléphonique

43612 43615 43623

Rendez-vous téléphonique nécessaire

43 615 s'assure qu' une laborantine puisse pratiquer l'examen

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire



### Pré analytique

#### **Prélèvement**

• Urine fraîche

**Matériel standard** 

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 8.5 ml stérile pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949420

Volume minimum  $^{1\,ml}$ 

**Acheminement** 

**Dépose des prélèvements**Réception du laboratoire de néphrologie pédiatrique

Site BH11-975

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

**Téléphone** 021 314 36 12



## **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire Néphrologie pédiatrique
Site	BH11-975
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Téléphone	021 314 36 12
Résultats	
Délai de rendu	< 2h
Interprétation	pH urines-péd
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• pHmètre

