Catalogue des analyses - Laboratoire

Pouvoir d'acidification urine

Pédiatrie

Informations générales

_				
⊏~	-	-	•	-
C X	d	Ш	е	

Indication diagnostique	Acidose tubulaire (proximale et distale)		
Préparation du patient	Unité métabolique prépare le patient, prélève et achemine le prélèvement		
Renseignement téléphonique	43612 43615 43623		
Rendez-vous téléphonique nécessaire Au 43 591 unité métabolique			
Horaire de réalisation	raire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire		



Pré analytique

Prélèvement

• Urine fraîche

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 8.5 ml stérile pour urine

FFAIRIN IN THE PARTY OF THE PAR

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949420

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception du laboratoire de néphrologie pédiatrique

Site BH11-975

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Téléphone 021 314 36 12



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire Néphrologie pédiatrique	
Site	BH11-975	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Téléphone	021 314 36 12	
Résultats		
Délai de rendu	< 24h	
Interprétation	Acidité titrable mcmol/ H+/min, ammonium	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	• Titration	

