

Catalogue des analyses - Laboratoire

Progéniteurs hématopoïétique moelle osseuse

Pédiatrie

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	troubles de l'hématopoïèse, greffe de moelle
Renseignement téléphonique	43 621 43 622
Rendez-vous téléphonique nécessaire	Avertir le laboratoire 24h à l'avance Communiquer les données cliniques du patient
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">Moelle osseuse
Instruction(s) particulière(s)	Ajouter au 1000 unité héparine NOVO /2ml de moelle osseuse prélevée
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Acheminement

Conditions d'acheminement

Rapidement par porteur

Dépose des prélèvements

Réception du laboratoire d'onco-hématologie Pédiatrique

Site

BH11-959

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 314 36 21



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire Onco-hématologie Pédiatrique
Site	BH11-959
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Astreinte	021 314 36 21
Résultats	
Délai de rendu	< 1 mois