Catalogue des analyses - Laboratoire

Progéniteurs hématopoïétique moelle osseuse

Pédiatrie

Informations générales

Evamon				
	C	-	_	_
	F Y A	m	0	п

Indication diagnostique

Renseignement téléphonique

Rendez-vous téléphonique nécessaire

Horaire de réalisation

troubles de l'hématopoïèse, greffe de moelle

Avertir le laboratoire 24h à l'avance
Communiquer les données cliniques du patient

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Pré analytique

Prélèvement

Nature

Instruction(s) particulière(s)

Ajouter au 1000 unité héparine NOVO /2ml de moelle osseuse prélevée

· Moelle osseuse

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube conique polypropylène stérile 15 ml





Bouchon bleu - N° commande : 929110

Acheminement

Conditions d'acheminement	Rapidement par porteur
Dépose des prélèvements	Réception du laboratoire d'onco-hématologie Pédiatrique
Site	BH11-959
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 36 21



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire Onco-hématologie Pédiatrique
Site	BH11-959
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Astreinte	021 314 36 21
Résultats	
Délai de rendu	< 1 mois

