



Catalogue des analyses - Laboratoire

Acides organiques

Urine

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Liste des composés du profil:

Lactate, Pyruvate, 2-Hydroxybutyrate, Citrate, Cis-Aconitate, Isocitrate, 2-Oxoglutarate, Succinate, Fumarate, Malate, 2-Hydroxyisobutyrate, Glycolate, Glycérate, 3-Hydroxypropionate, 3-Hydroxybutyrate, 3-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxyisovalérate, 3-Hydroxyisovalérate, Méthylmalonate, Méthylcitrate, 4-Hydroxybutyrate, Glycérol, Propionylglycine, Isobutyrylglycine, 2-Méthylbutyrylglycine, Isovalérylglycine, 3-Méthylcrotonylglycine, Tiglylglycine, Glutarate, 3-Méthylglutarate, 3-Méthylglutaconate, 3-Hydroxyglutarate, 2-Hydroxyglutarate, 3-Hydroxy-3-Méthylglutarate, Ethylmalonate, Méthylsuccinate, 5-Hydroxycaproate, Adipate, Subérate, Sébacate, Pimélate, Azélate, 2-Hydroxyadipate, Octènedioate, 3-Hydroxyadipate, 3-Hydroxysubérate, 3-Hydroxysébacate, 3-Hydroxydodécanedioate, 2-Hydroxysébacate, Vanillactate, Mévalonate, Mévalonate, 4-Hydroxyphénylacétate, 4-Hydroxyphényllactate, 4-Hydroxyphénylpyruvate, Pyroglutamate, N-Acétylaspartate, Homovallinate, Vanillymandélate, Hydantoïne-5-propionate, Uracile, Thymine, Orotate, Malonate, Butyrylglycine, Hexanoylglycine, Subérylglycine, Phénylpropionylglycine, Succinylacétone

Ajout d'analyse

Prestations simultanées : créatinine-urine, stix urinaire, sulfitest

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

organic acids

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine fraîche

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

2.0 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

1.0 ml

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

15 min

Congelé

72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Volume minimum : 2.0 ml

Conservation

Conserver à -20°C

Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaires d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaires d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode • GC-MS



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

225

Condition(s) spéciale(s)

La créatinine et la bandelette urinaire sont automatiquement ajoutées à l'analyse et sont facturées en sus.

Si un seul composé du profil est demandé, l'intégralité du profil est réalisé et facturé.

Validité dès le 01.04.2020. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus.