



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Acides organiques

Urine

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Acheminer immédiatement le tube

## Informations générales

### Examen

### But de l'analyse

Liste des composés du profil:

Lactate, Pyruvate, 2-Hydroxybutyrate, Citrate, Cis-Aconitate, Isocitrate, 2-Oxoglutarate, Succinate, Fumarate, Malate, 2-Hydroxyisobutyrate, Glycolate, Glycérate, 3-Hydroxypropionate, 3-Hydroxybutyrate, 3-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxyisovalérate, 3-Hydroxyisovalérate, Méthylmalonate, Méthylcitrate, 4-Hydroxybutyrate, Glycérol, Propionylglycine, Isobutyrylglycine, 2-Méthylbutyrylglycine, Isovalérylglycine, 3-Méthylcrotonylglycine, Tiglylglycine, Glutarate, 3-Méthylglutarate, 3-Méthylglutaconate, 3-Hydroxyglutarate, 2-Hydroxyglutarate, 3-Hydroxy-3-Méthylglutarate, Ethylmalonate, Méthylsuccinate, 5-Hydroxycaproate, Adipate, Subérate, Sébacate, Pimélate, Azélate, 2-Hydroxyadipate, Octènedioate, 3-Hydroxyadipate, 3-Hydroxysubérate, 3-Hydroxysébacate, 3-Hydroxydodécanedioate, 2-Hydroxysébacate, Vanillactate, Mévalonate, Mévalonate, 4-Hydroxyphénylacétate, 4-Hydroxyphényllactate, 4-Hydroxyphénylpyruvate, Pyroglutamate, N-Acétylaspartate, Homovallinate, Vanillymandélate, Hydantoïne-5-propionate, Uracile, Thymine, Orotate, Malonate, Butyrylglycine, Hexanoylglycine, Subérylglycine, Phénylpropionylglycine, Succinylacétone

### Ajout d'analyse

Prestations simultanées : créatinine-urine, stix urinaire, sulfitest

### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

### Analyse accréditée

OUI

### Spécialité

- Chimie clinique

### Synonyme

organic acids

### Prescription

### Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Urine fraîche

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Volume minimum

2.0 ml

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Volume minimum

1.0 ml

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

15 min

#### Congelé

72h

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Volume minimum : 2.0 ml

#### Conservation

Conserver à -20°C

#### Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique.

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires 24/24</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Chimie clinique</a></u>

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>GC-MS</li></ul>
-------------------------------	---



## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)**

225

---

### Condition(s) spéciale(s)

La créatinine et la bandelette urinaire sont automatiquement ajoutées à l'analyse et sont facturées en sus.

Si un seul composé du profil est demandé, l'intégralité du profil est réalisé et facturé.

Validité dès le 01.04.2020. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus.