

Catalogue des analyses - Laboratoire

Acides organiques

LCR

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Liste des composés du profil:

Lactate, Pyruvate, 2-Hydroxybutyrate, Citrate, Cis-Aconitate, Isocitrate, 2-Oxoglutarate, Succinate, Fumarate, Malate, 2-Hydroxyisobutyrate, Glycolate, Glycérate, 3-Hydroxypropionate, 3-Hydroxybutyrate, 3-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxyisovalérate, 3-Hydroxyisovalérate, Méthylmalonate, Méthylcitrate, 4-Hydroxybutyrate, Glycérol, Propionylglycine, Isobutyrylglycine, 2-Méthylbutyrylglycine, Isovalérylglycine, 3-Méthylcrotonylglycine, Tiglylglycine, Glutarate, 3-Méthylglutarate, 3-Méthylglutaconate, 3-Hydroxyglutarate, 2-Hydroxyglutarate, 3-Hydroxy-3-Méthylglutarate, Ethylmalonate, Méthylsuccinate, 5-Hydroxycaproate, Adipate, Subérate, Sébacate, Pimélate, Azélate, 2-Hydroxyadipate, Octènedioate, 3-Hydroxyadipate, 3-Hydroxysubérate, 3-Hydroxysébacate, 3-Hydroxydodécanedioate, 2-Hydroxysébacate, Vanillactate, Mévalonate, Mévalonate, 4-Hydroxyphénylacétate, 4-Hydroxphényllactate, 4-Hydroxyphénylpyruvate, Pyroglutamate, N-Acétylaspartate, Homovallinate, Vanillymandélate, Hydantoine-5-propionate, Uracile, Thymine, Orotate, Malonate, Butyrylglycine, Hexanoylglycine, Subérylglycine, Phénylpropionylglycine, Succinylacétone

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Acide organique, acides organiques

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061232

Lien

012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum

2.0 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

| | |
|---|--|
| Volume minimum | 1.0 ml |
| Stabilité maximale avant envoi | |
| Ambiant | 15 min |
| Congelé | 72h |
| Traitement du prélèvement pour requérants externes | |
| Préparation | Centrifuger durant 5 minutes, à 15°C, 3600g Décanter le LCR, volume minimum: 1.0 ml |
| Conservation | Conserver le LCR à -20°C |
| Conditions d'acheminement | Envoi sur glace sèche/neige carbonique |
| Acheminement | |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 |

1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode

- GC-MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

225

Condition(s) spéciale(s)

Validité dès le 01.04.2020. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus.
Si un seul composé du profil est demandé, l'intégralité du profil est réalisé et facturé.