



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Acyl-carnitines (profil)

Sang

## Informations générales

### Examen

<b>Indication diagnostique</b>	Analyse réalisée comme dépistage sélectif des maladies métaboliques (déficit beta-oxydation y compris)
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Chimie clinique</li></ul>
<b>Synonyme</b>	Acyl, acyl-carnitine, acylcarnitine, acycarnitines, carnitine, carnitines, profil acylcarnitines

### Prescription

<b>Formulaire de demande</b>	Numéro de commande 999069 Lien <a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a>
------------------------------	--


## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sang veineux</li></ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Acyl-carnitine (profil) dans le plasma préférable au sang complet.

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

## Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Microtube 0.3 ml héparinate de lithium
	A clear plastic microtube with a green screw-on cap. The label on the tube reads "300 Li-Heparin".

Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

<b>Volume minimum</b>	0.100 ml de plasma
<b>Règle(s) si cumul avec d'autres analyses</b>	Profil d'acylcarnitines, carnitine plasmatique libre et totale peuvent s'analyser sur le même échantillon
<b>Traitements du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Préparation</b>	Centrifuger durant 5 minutes, 3600g.
	Maximum 15 minutes après le prélèvement. Décanter le plasma, volume minimum: 0.100 ml de plasma
<b>Conservation</b>	Conserver le plasma dans le congélateur -20°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	Envoi sur glace sèche ou neige carbonique

## Acheminement

<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439



**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • LC-MS/MS

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 184.5