Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00619

V17 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Acyl-carnitines

Sang complet



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Liste des composés du profil: Carnitine totale, Carnitine libre, Acetylcarnitine, Propionylcarnitine, Malc Methylmalonylcarnitine, Butyrylcarnitine, Hydroxybutyrylcarnitine, Suc hydroxyisovalerylcarnitine, 2-methyl-3-hydroxybutyrylcarnitine, Tigly methylcrotonylcarnitine, Isovalerylcarnitine, 2-methylbutyrylcarnitine, Glutarylcarnitine, Hexanoylcarnitine, 3-hydroxy 3-methylglutarylcarnitine, Heptanoylcarnitine, Octenoylcarnitine, Octar hydroxyoctanoylcarnitine, Suberoylcarnitine, Decadienoylcarnitine, Decahydroxydecanoylcarnitine, Dodecenoylcarnitine, Dodecanoylcarnitine, 3 hydroxydodecanoylcarnitine, Tetradecadienoylcarnitine, Tetradecenoylchydroxytetradecenoylcarnitine, Palmitoleylcarnitine, Palmitoylcarnitine hydroxypalmitoylcarnitine, Linoleylcarnitine, Oleylcarnitine, Stearoylca hydroxylinoleylcarnitine, 3-hydroxyoleylcarnitine, 3-hydroxystearoylca
Indication diagnostique	Analyse réalisée comme dépistage séléctif des maladies métaboliques (c
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Acyl, acyl-carnitine, acylcarnitine, acycarnitines, carnitine, carnitines
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang
Renseignements à fournir	Noter acylcarnitine sang complet sous commentaires. Utiliser les cartes de dépistage néonatal (centre de dépistage néonatal, ZH)



Pré analytique

Prélèvement

• Sang complet sur carte de dépistage

Instruction(s) particulière(s)Dans la mesure du possible faire dosage acyl-carnitines sang (plasma).

Remplir 2 cercles minimum.

Laisser sécher la carte à l'air (2-3 heures).

Ne jamais déposer la carte sur un corps de chauffe, ni soleil.

Ne pas sécher la carte à l'air chaud. Ne pas emballer la carte à l'état humide

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Carte de Guthrie

NULL

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement Envoyer l'échantillon à T°C ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception $^{24h/24}$

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Méthode analytique	

• LC-MS/MS

Post analytique

Principe de la méthode

Tarif

Tarif (CHF) 184.5

