



Catalogue des analyses - Laboratoire

Acyl-carnitines

Sang complet

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Liste des composés du profil:

Carnitine totale, Carnitine libre, Acetylcarnitine, Propionylcarnitine, Malonacetylcarnitine, Methylmalonylcarnitine, Butyrylcarnitine, Hydroxybutyrylcarnitine, Succinylcarnitine, 3-hydroxyisovalerylcarnitine/ 2-methyl-3-hydroxybutyrylcarnitine, Tiglylcarnitine, methylcrotonylcarnitine, Isovalerylcarnitine/ 2-methylbutyrylcarnitine, Glutarylacetylcarnitine, Hexanoylcarnitine, 3-hydroxyhexanoylcarnitine, 3-methylglutarylacetylcarnitine, Heptanoylcarnitine, Octanoylcarnitine, Octadecanoylcarnitine, Suberoylcarnitine, Decadienoylcarnitine, Decanoylcarnitine, 3-hydroxydecanoylcarnitine, Dodecenoylcarnitine, Dodecanoylcarnitine, 3-hydroxydodecanoylcarnitine, Tetradecadienoylcarnitine, Tetradecenoylcarnitine, 3-hydroxytetradecenoylcarnitine, 3-hydroxytetradecanoylcarnitine, Palmitoleylcarnitine, Palmitoylcarnitine, 3-hydroxypalmitoylcarnitine, Linoleylcarnitine, Oleoylcarnitine, Stearoylcarnitine, 3-hydroxystearoylcarnitine, 3-hydroxylinoleylcarnitine, 3-hydroxyoleylcarnitine, 3-hydroxystearoylcarnitine

Indication diagnostique

Analyse réalisée comme dépistage sélectif des maladies métaboliques (carnitine)

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Acyl, acyl-carnitine, acylcarnitine, acycarnitines, carnitine, carnitines

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir

Noter acylcarnitine sang complet sous commentaires. Utiliser les cartes de dépistage néonatal (centre de dépistage néonatal, ZH)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang complet sur carte de dépistage

Instruction(s) particulière(s)

Dans la mesure du possible faire dosage acyl-carnitines sang (plasma).

Remplir 2 cercles minimum.

Laisser sécher la carte à l'air (2-3 heures).

Ne jamais déposer la carte sur un corps de chauffe, ni soleil.

Ne pas sécher la carte à l'air chaud.

Ne pas emballer la carte à l'état humide

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Carte de Guthrie

NULL

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement

Envoyer l'échantillon à T°C ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• LC-MS/MS
-------------------------------	------------------------------------------------------------

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	184.5
--------------------	-------