

Catalogue des analyses - Laboratoire

Adénosine déaminase

LCR

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence et/ou horaire d'exécution

1x/jour 5/7 jours

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

ADA, adénosine aminohydrolase

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061232

Lien

[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Instruction(s) particulière(s)

Envoi immédiat.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	300 µl.
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Centrifuger et décanter le surnageant (min. 0.3 ml).
Conservation	Congeler le surnageant à -20°C.
Conditions d'acheminement	Envoyer l'échantillon congelé sur glace carbonique.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Envoi immédiat
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439

Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Enzymatique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 3.2