



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Albumine

Urine fraîche



## Informations générales

### Examen

#### Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

#### Synonyme

Microalbumine

### Prescription

#### Formulaire de demande

#### Numéro de commande

061220

#### Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

## Pré analytique


### Prélèvement

**Nature** • Urine fraîche

**Instruction(s) particulière(s)** Deuxième miction du matin


### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 8.5 ml pour urine  
  
 Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

### Matériel pédiatrique

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 8.5 ml pour urine  
  
 Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

**Volume minimum** 2 ml

### Acheminement

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Immunoturbidimétrie</li></ul>
<b>Analyseur</b>	cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	10.1