



Catalogue des analyses - Laboratoire

Albumine

Urine fraîche



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Microalbumine

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande


061220

Lien


[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> • Urine fraîche
Instruction(s) particulière(s)	Deuxième miction du matin
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
Volume minimum	2 ml
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Immunoturbidimétrie
Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	10.1
--------------------	------