



Catalogue des analyses - Laboratoire

Alcool (labo de chimie clinique)

Sang

Informations générales

Examen


Indication diagnostique	Le résultat de cette prestation ne peut pas être utilisée à des fins légales
Ajout d'analyse	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Chimie clinique
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 999069</p> <p>Lien 010 - Chimie clinique - Sang</p>

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> Sang veineux
---------------	--

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 2.6 ml héparinate de lithium</p>  <p>Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007</p>

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">Alcool déshydrogénase
Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics
Technique	Mesure dans le plasma

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	20.7
--------------------	------