



Catalogue des analyses - Laboratoire

# AFP (alpha-1-foetoprotéine)

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Indication diagnostique

Pour des indications hors dépistage prénatal.

*En cas de dépistage prénatal de :*

- la **non fermeture du tube neural (NFTN)** : cf. fiche correspondante

"*Dépistage de la NFTN - 2ème trimestre*"

- la **trisomie 21 au 2ème trimestre** : cf. fiche correspondante

"*Dépistage de la trisomie 21 et de la NFTN - 2ème trimestre*"

#### Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Jours ouvrables : 1x / jour

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

#### Synonyme

Alpha-foetoprotéine

### Prescription

#### Formulaire de demande

**Numéro de commande**

999069

**Lien**

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

2

#### Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

#### Volume minimum

2 microtubes bien remplis

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

#### Stabilité maximale avant analyse

#### Réfrigéré

24h

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger et décanter le plasma :  
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml  
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

#### Conservation

Conservé le plasma à 4°C; si > 24 h, congeler à -20°C



**Conditions d'acheminement** Par transporteur : à T° ambiante  
Par poste : à 4 °C

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

---

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Site web** Réception des laboratoires 24/24.

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 24h
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CMIA</li></ul>
<b>Analyseur</b>	Architect i / Abbott

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Aliquote congelé</b>	3 mois
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	17.4