



Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-thyroglobuline

Sang

Informations générales

Examen


Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	anticorps anti-Tg

Prescription

Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang
------------------------------	--


Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel  Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité	2
Contenant	Microtube 0.3 ml sérum 

Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum

2 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant analyse**Réfrigéré**

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes**Préparation**Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml**Conservation**

A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement

Envoyer le sérum à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Acheminement**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Méthode analytique

Analyseur Kryptor GOLD / ThermoFisher Scientific

Technique TRACE

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 15.1