



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# PSA

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Préparation du patient

Pas de rapport sexuel dans les 48 h avant le prélèvement avant toute manipulation prostatique (toucher rectal, ultrasons trans-rectaux, biopsie, ...)

#### Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

#### Synonyme

Prostate specific antigen, antigène prostatique spécifique

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande


999069

##### Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 4.9 ml sérum sans gel</p>  <p>Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990</p>
<b>Règle(s) si cumul avec d'autres analyses</b>	Jusqu'à 3 analyses sur sérum le même tube suffit
<b>Traitement du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Préparation</b>	<p>Centrifuger et décanter le sérum vol idéal ( y compris sérothèque): 1 ml vol min pour l'analyse seule : 0.2 ml</p>
<b>Conservation</b>	Conserver le sérum à 4°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	Envoyer le sérum à 4°C dans les 24 h
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Méthode analytique

<b>Analyseur</b>	cobas 8000 / e801, Roche Diagnostics
------------------	--------------------------------------

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Aliquote congelé</b>	1 an
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	10.6