



Catalogue des analyses - Laboratoire

PSA

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient

Pas de rapport sexuel dans les 48 h avant le prélèvement
avant toute manipulation prostatique (toucher rectal, ultrasons trans-
rectaux, biopsie, ...)

Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

Prostate specific antigen, antigène prostatique spécifique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 4.9 ml sérum sans gel</p>  <p>Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990</p>
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Jusqu'à 3 analyses sur sérum le même tube suffit
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	<p>Centrifuger et décanter le sérum vol idéal (y compris sérothèque): 1 ml vol min pour l'analyse seule : 0.2 ml</p>
Conservation	Conserver le sérum à 4°C
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à 4°C dans les 24 h
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Analyseur	cobas 8000 / e801, Roche Diagnostics
------------------	--------------------------------------

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	1 an
Tarif	
Tarif (CHF)	10.6