Catalogue des analyses - Laboratoire

# Bandelette (stix) et sédiment automatisé

Urine fraiche



## Informations générales

#### Examen

But de l'analyse	<ul> <li>Liste des paramètres:</li> <li>Bandelette (stix): couleur, aspect, densité (réflectométrie), pH, sang, leucocytes, nitrites, protéines, glucose, corps cétoniques, bilirubine, urobilinogène.</li> <li>Sédiment automatisée: érythrocytes, leucocytes, petites cellules, grandes cellules, cyl. hyalins, cyl. pathologiques, bactéries, levures, mucus, cristaux (oxalate de Ca, phosphate de Ca, phosphate triple, acide urique, cholestérol, cystine).</li> <li>Prestation supplémentaire: sédiment urinaire (microscopie) pour l'identification des cylindres pathologiques et la recherche de lipides</li> </ul>
Indication diagnostique	Le sédiment par microscopie n'est effectué qu'en cas de:  • protéines > 0.75 g/l  • anomalie du sédiment automatisé  • question spécifique ( yc recherche de trichomonas, autres cristaux). Sans motivation, seule l'analyse bandelette (stix) et sédiment automatisé sera effectuée.
Ajout d'analyse	non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécutio	<ul> <li>Bandelette (stix) et sédiment automatisé:</li> <li>tous les jours de 08h00 à 18h30.</li> <li>Sédiment par microscopie:</li> <li>lundi au vendredi: 08h00 - 16h30</li> </ul>
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Examen d'urine, sédiment urinaire, status urinaire, stix urinaire, urine-examen, pH, pH urine, pH urinaire
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien <u>011 - Chimie clinique - Urine</u>



### Pré analytique

#### Prélèvement

• Urine fraîche

Matériel standard

**Quantité** 

**Contenant** Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

**Quantité** 

**Contenant** Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 3 ml

**Acheminement** 

**Dépose des prélèvements**Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception  $^{24h/24}$ 

**Téléphone** 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24



### **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

#### Méthode analytique

Technique	Réflectométrie (bandelette) Analyse d'images semi-automatisée (sédiment automatisé)
	Microscopie contraste de phase et polarisation (sédiment)

### Post analytique

#### Tarif

Tarif (CHF)	18	

## **Condition(s) spéciale(s)**En cas de sédiment urinaire (microscopie): tarif supplémentaire de 10.5 CHF

