Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00645

V18 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Benzoate / hippurate

Urine



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Prestations simultanées : créatinine-urine
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Analyse accréditée	NON
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Acide benzoïque, benzoate, benzoïque, benzoic acid, acide hippurique, hippurate, hippurique, hippuric acid
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine
Renseignements à fournir	Quantité d'acide benzoïque reçue par kg et par jour



Pré analytique

Prélèvement

Quantité

• Urine fraîche

Matériel standard

1

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 1.0 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Volume minimum: 1ml

Conservation Conserver à -20°C

Conditions d'acheminementEnvoi sur glace sèche ou neige carbonique

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception ^{24h/24}



Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24
Analytique	

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

• HPLC Principe de la méthode

Post analytique

Tarif

73.8 Tarif (CHF)

