

Catalogue des analyses - Laboratoire

Bêta-crosslaps

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient

En raison des variations circadiennes et de la grande influence de la nourriture, le patient doit être à jeun et le prélèvement effectué le matin, selon un moment standardisé situé si possible entre 08h00 et 10h00.

Ajout d'analyse

possible dans les 48 h sur un tube EDTA

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Jours ouvrables : 1x / jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Télopeptide C-terminal du collagène I

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Avec P1NP, le même tube suffit.

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

1 microtube bien rempli

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Avec P1NP, le même tube suffit.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le plasma EDTA:

- volume idéal : 0.5 ml

- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conservation

A 4°C

Conditions d'acheminement

A 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

[Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- ECLIA

Analyseur

Cobas Pro / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

48 h

Tarif

Tarif (CHF)

33.3