



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **bêta-hCG libre**

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Indication diagnostique

Comme **marqueur tumoral**.

Pour le **dépistage prénatal des trisomies 21 et 13/18 au 1er trimestre**, consulter la fiche correspondante "Dépistage des trisomies 21 et 13/18 - 1er trimestre".

NB: **Attention !** cette analyse n'est pas recommandée pour le **test et le suivi de grossesse** : pour une telle indication, demander la **bêta-hCG totale**.

#### Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

2 à 3x par semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

#### Synonyme

sous-unité bêta libre de l'hormone chorionique gonadotrope humaine

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999002

#### Volume minimum

1 microtube bien rempli  
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

24h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :  
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml  
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

#### Conservation

A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C



**Conditions d'acheminement** Envoyer le sérum à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

---

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

### Prestataire

|   |  |
|---|--|
| <b>Prestataire</b>                        | Laboratoire de chimie clinique         |
| <b>Site</b>                               | BH18-100                               |
| <b>Adresse</b>                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne      |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439                                    |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | 24/24H                                 |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 31 44 121                          |
| <b>Site web</b>                           | <u><a href="#">Chimie clinique</a></u> |

### Résultats

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Délai de rendu</b>     | 2-3 jours                              |
| <b>Méthode analytique</b> |  |
| <b>Analyseur</b>          | Kryptor GOLD / ThermoFisher Scientific |
| <b>Technique</b>          | TRACE                                  |

## Post analytique

### Conservation après examens

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Aliquote congelé</b> | 1 an |
| <b>Tarif</b>            |      |
| <b>Tarif (CHF)</b>      | 15.8 |