



Catalogue des analyses - Laboratoire

bêta-hCG totale

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

- pour le test et le suivi de grossesse
- hors grossesse, comme marqueur tumoral
*Pour le dépistage prénatal de la **trisomie 21 au 2ème trimestre**,
consulter la fiche correspondante "Dépistage de la trisomie 21 et de la
NFTN - 2ème trimestre".*

Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

sous-unité bêta de l'hormone chorionique gonadotrope humaine

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum

1 microtube bien rempli
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le plasma :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conservation

A 4°C

Conditions d'acheminement

Envoyer le plasma à T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

[Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- ECLIA

Analyseur

cobas e 801 / Roche Diagnostics



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 1 an

Tarif

Tarif (CHF) 15.8