Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00652

V19 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Bilirubine directe

Sang



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 24 heures

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999069 **Lien**

010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s) protéger l'échantillon de la lumière

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium





Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement	protéger l'échantillon de la lumière
Acheminement	
Conditions d'acheminement	protéger l'échantillon de la lumière
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



Site web

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Jendrassik
Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

