



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# CA 19-9

Sang

## Informations générales

### Examen

**Ajout d'analyse** possible si sérothèque existante

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 121

**Fréquence et/ou horaire d'exécution** Jours ouvrables : 1x / jour

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Chimie clinique

**Synonyme** Antigène carbohydate 19-9, antigène de cancer 19-9

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
061219  
**Lien**  
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

2

#### Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

#### Volume minimum

2 microtubes bien remplis

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :

- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml

- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

#### Conservation

Conserver le sérum à 4°C;

si > 24 h, congeler à -20°C

#### Conditions d'acheminement

Par transporteur : à T° ambiante

Par poste : à 4°C

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

---

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

---

**Téléphone** 021 31 44 121

---

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Délai de rendu** < 24h

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • CMIA

---

**Analyseur** Architect i / Abbott



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 1 an

### Tarif

**Tarif (CHF)** 21.6