Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00656

V16 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Calcitonine (CT)**

Sang



### Information(s) importante(s)

**Attention** 

• Acheminer immédiatement le tube

### Informations générales

**Examen** 

Préparation du patient

Effectuer le prélèvement de préférence à jeun (ou au moins à distance

des repas pour éviter l'hypergastrinémie).

En cas de traitement aux Inhibiteurs de la Pompe à Protons, effectuer le prélèvement avant la prise de médicament, mais idéalement, si l'arrêt du traitement est possible, effectuer le prélèvement après 2

semaines d'arrêt.

Ajout d'analyse

Non

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

**Spécialité** 

· Chimie clinique

**Synonyme** 

Thy rocal citon in e

**Prescription** 

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

<u>010 - Chimie clinique - Sang</u>

### Pré analytique

**Prélèvement** 

**Nature** 

· Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Si le transport au laboratoire n'est pas possible **dans un délai de 30 minutes**, centrifuger, décanter et congeler le sérum. Eviter l'hémolyse.

**Matériel standard** 

Quantité

1

**Contenant** 

Tube 4.9 ml sérum sans gel





Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

#### Matériel pédiatrique

Quantité

### Contenant Microtube 0.3 ml sérum

2



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 999002

**Volume minimum** 

2 microtubes bien remplis

### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Eviter l'hémolyse.

Immédiatement centrifuger et décanter le sérum :

- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml

- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

**Conservation** Immédiatement congeler le sérum à -20°C

Conditions d'acheminement

**Acheminement** 

**Conditions d'acheminement**Acheminer le tube immédiatement mais au maximum dans les 30

minutes suivant le prélèvement.

Si l'acheminement n'est pas possible dans ce délai, centrifuger,

décanter et congeler le sérum.

**Dépose des prélèvements**Réception des laboratoires

Site BH18-100



Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24</u>
Analytique Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• ECLIA
Analyseur	cobas e 411 / Roche Diagnostics



## Post analytique

#### Conservation après examens

Aliquote congelé

Tarif

Tarif (CHF) 54

