

Catalogue des analyses - Laboratoire

Calcium corrigé

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Si le calcium total et l'albumine sang sont demandés, le calcium corrigé est calculé automatiquement.

Ajout d'analyse

Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Ca

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir

Si le calcium total et l'albumine sang sont demandés, le calcium corrigé est calculé automatiquement.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT – N° commande : 999007


Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT – N° commande : 999003

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Interprétation Résultat calculé à partir du calcium total et de l'albumine sang.

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Calcul

Post analytique

Tarif

Condition(s) spéciale(s) Seules les analyses qui ont permis le calcul sont facturables.