



Catalogue des analyses - Laboratoire

Calcium ionisé

Sang



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée ultérieurement à l'analyse de la gazométrie (si effectuée)

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Eviter tout contact de l'échantillon avec l'air ambiant.
Lors du prélèvement, éliminer immédiatement toute bulle d'air présente dans la seringue.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Seringue à gazométrie
NULL

Volume minimum

0.3 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Seringue à gazométrie
NULL

Contenant(s) autre(s)

capillaire à gazométrie

Volume minimum

0.3 ml (0.1 ml pour capillaire)

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

[Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Potentiométrie directe

Analyseur

RapidPoint 500, Siemens Healthineers

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

22.5