



Catalogue des analyses - Laboratoire

Calcium ionisé

Sang



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée ultérieurement à l'analyse de la gazométrie (si effectuée)

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Eviter tout contact de l'échantillon avec l'air ambiant.
Lors du prélèvement, éliminer immédiatement toute bulle d'air présente dans la seringue.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Seringue à gazométrie
NULL

Volume minimum

0.3 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Seringue à gazométrie
NULL

Contenant(s) autre(s)

capillaire à gazométrie

Volume minimum

0.3 ml (0.1 ml pour capillaire)

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Potentiométrie directe
Analyseur	RapidPoint 500, Siemens Healthineers

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	22.5
--------------------	------