



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Calcium total

Urine 24h

## Informations générales

### Examen

**Ajout d'analyse** Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 121

**Horaire de réalisation** 24h/24

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Chimie clinique

### Prescription

**Formulaire de demande** Numéro de commande  
061220  
Lien  
[011 - Chimie clinique - Urine](#)

**Renseignements à fournir** Volume et durée de la récolte.

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature** • Urine de 24h

**Instruction(s) particulière(s)** Mélanger à chaque miction dans un bocal gradué 2l (pour diurèse/récolte d'urine).  
Ne pas conserver l'urine native au frigo (risque de précipitation de sels de calcium).

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 8.5 ml pour urine





Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

### Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
<b>Volume minimum</b>	2 ml
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- NM-BAPTA

**Analyseur** cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 2.5