Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00664

V33 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Carbamazépine

Sang



Informations générales

Examen

But de l'analyse	 Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de carbamazépine (intervalle de référence disponible). Pour le dosage de "Carbamazépine et métabolites", cf. bon N°17 de la Pharmacologie Clinique et fiche correspondante du fichier des examens. Pour le dosage de "Carbamazépine libre", cf. fiche correspondante du fichier des examens.
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance, grossesse.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécution	08h00-16h00, jours ouvrables (si demande en urgence, contacter le laboratoire)
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Tegretol, Timonil
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999070 Lien <u>013 - Chimie clinique - Médicaments</u>
Renseignements à fournir	Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.



Pré analytique

Prélèvement

Nature

· Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

- Délai d'équilibration : 7-12 jours à posologie constante
- Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 6 h post-

dose)

1

Matériel standard

Quantité

Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum

1 microtube bien rempli

(requérants externes: 2 microtubes bien remplis)

Traitement du prélèvement pour requérants externes

PréparationCentrifuger et décanter le sérum:

- volume idéal : 500 μl - volume minimum : 200 μl

Conservation à 4°C

Conditions d'acheminement à 4°C

Acheminement



Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24.



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	<u>Chimie clinique</u>	
Résultats		
Interprétation	Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (02 sinon sur demande au piquet de pharmacologie cliniqu d'urgence.	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	• CMIA	
Analyseur	Architect i1000 (Abbott)	

Laboratoire de chimie clinique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	14.5
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min

