



Catalogue des analyses - Laboratoire

Carnitine libre

Urine



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Paramètres : Carnitine libre-urine
Ajout d'analyse	Prestations simultanées : créatinine-urine
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique
Synonyme	Carnitine
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine fraîche

Instruction(s) particulière(s)

Si fraction de réabsorption tubulaire demandée, effectuer prélèvements sanguins simultanés pour Carnitine-sang et Créatinine-sang

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

0.25 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

0.25 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Volume minimum : 0.5 ml

Conservation

Conserver le plasma -20°C

Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode • LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 83.7