



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Carnitine libre

Urine

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Paramètres : Carnitine libre-urine

#### Ajout d'analyse

Prestations simultanées : créatinine-urine

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Fréquence d'exécution

2x/mois

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

#### Synonyme

Carnitine

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

061220

##### Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Urine fraîche

#### Instruction(s) particulière(s)

Si fraction de réabsorption tubulaire demandée, effectuer  
prélèvements sanguins simultanés pour  
Carnitine-sang et  
Créatinine-sang

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Volume minimum

0.25 ml

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Volume minimum

0.25 ml

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Volume minimum : 0.5 ml

#### Conservation

Conserver le plasma -20°C

#### Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique.

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

## Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

### Téléphone

021 31 44 280

### Site web

[Réception des laboratoires 24/24](#)

## Analytique

### Prestataire

#### Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Tube pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

#### Téléphone

021 31 44 121

#### Site web

[Chimie clinique](#)

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- LC-MS/MS

## Post analytique

### Tarif

#### Tarif (CHF)

83.7