



Catalogue des analyses - Laboratoire

Chlorure

Sueur



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1 à pls x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique
Synonyme	Test de la sueur
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien 012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sueur
Instruction(s) particulière(s)	Remplir le capillaire et le sceller.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Capillaire pour sueur NULL
Volume minimum	Le volume de la récolte doit idéalement être > 25 µl. Si < 15 µl, l'analyse n'est pas effectuée.
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Vérifier que le capillaire contenant la récolte de sueur est parfaitement scellé et le mettre dans un récipient fermé.
Conservation	à 4°C.
Conditions d'acheminement	à T° ambiante.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web[Chimie clinique](#)**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- Chloridométrie



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

2.9