



Catalogue des analyses - Laboratoire

Chlorure

Sueur



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1 à pls x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Test de la sueur

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061232

Lien

[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sueur

Instruction(s) particulière(s)

Remplir le capillaire et le sceller.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Capillaire pour sueur
NULL

Volume minimum

Le volume de la récolte doit idéalement être > 25 µl. Si < 15 µl, l'analyse n'est pas effectuée.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Vérifier que le capillaire contenant la récolte de sueur est parfaitement scellé et le mettre dans un récipient fermé.

Conservation

à 4°C.

Conditions d'acheminement

à T° ambiante.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web[Chimie clinique](#)**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- Chloridométrie



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

2.9