



Catalogue des analyses - Laboratoire

Chlorure

Sueur

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1 à pls x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique
Synonyme	Test de la sueur
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien 012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sueur
Instruction(s) particulière(s)	Remplir le capillaire et le sceller.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Capillaire pour sueur NULL
Volume minimum	Le volume de la récolte doit idéalement être > 25 µl. Si < 15 µl, l'analyse n'est pas effectuée.
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Vérifier que le capillaire contenant la récolte de sueur est parfaitement scellé et le mettre dans un récipient fermé.
Conservation	à 4°C.
Conditions d'acheminement	à T° ambiante.
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

[Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Chloridométrie

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

2.9