



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Cholestérol

Liquide d'ascite

## Informations générales

### Examen

#### Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 24 heures

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande  
061232

#### Lien

[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Liquide ascite

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Volume minimum

2 ml

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Volume minimum

2 ml

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

### Prestataire

#### Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Tube pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

#### Téléphone

021 31 44 121

#### Site web

[Chimie clinique](#)

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- Cholestérol oxydase

#### Analyseur

cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

### Tarif

#### Tarif (CHF)

2.3