



Catalogue des analyses - Laboratoire

Cholestérol-LDL

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse Si le cholestérol, le cholestérol-HDL et les triglycérides sont demandés, le cholestérol-LDL est calculé automatiquement (si triglycérides <4.5 mmol/l).

Ajout d'analyse Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 24 heures

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Analyse accréditée OUI

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999069
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)


Renseignements à fournir Si le cholestérol, le cholestérol-HDL et les triglycérides sont demandés, le cholestérol-LDL est calculé automatiquement (si triglycérides <4.5 mmol/l).

Pré analytique

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Interprétation Calculé à partir du cholestérol, cholestérol-HDL et des tryglycérides sang.