



Catalogue des analyses - Laboratoire

Cholestérol-LDL

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Si le cholestérol, le cholestérol-HDL et les triglycérides sont demandés, le cholestérol-LDL est calculé automatiquement (si triglycérides <4.5 mmol/l).

Ajout d'analyse

Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 24 heures

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Analyse accréditée

OUI

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir

Si le cholestérol, le cholestérol-HDL et les triglycérides sont demandés, le cholestérol-LDL est calculé automatiquement (si triglycérides <4.5 mmol/l).

Pré analytique


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007


Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Interprétation	Calculé à partir du cholestérol, cholestérol-HDL et des tryglycérides sang.
-----------------------	---