

Catalogue des analyses - Laboratoire

Citrate

Urine fraîche



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Acide citrique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien

<u>011 - Chimie clinique - Urine</u>



Pré analytique

Prélèvement

• Urine fraîche

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si oxalate demandé aussi, le même tube suffit.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Si citrate seul : conserver l'urine (vol min 2.0 ml) à 4°C. Si + oxalate : conserver l'urine (vol min 4.0 ml) à -20°C

Conditions d'acheminementSi citrate seul : envoyer l'urine à 4°C.

Si + oxalate : envoyer l'urine congelée sur glace carbonique.

Acheminement

Conditions d'acheminement Si + oxalate : envoi immédiat pour acidification au laboratoire.

Réception des laboratoires

Dépose des prélèvements

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30

Samedi: 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés: 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Principe de la méthode • LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

