



Catalogue des analyses - Laboratoire

Citrate

Urine fraîche



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Acide citrique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine fraîche

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si oxalate demandé aussi, le même tube suffit.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Si citrate seul : conserver l'urine (vol min 2.0 ml) à 4°C.

Si + oxalate : conserver l'urine (vol min 4.0 ml) à -20°C

Conditions d'acheminement

Si citrate seul : envoyer l'urine à 4°C.

Si + oxalate : envoyer l'urine congelée sur glace carbonique.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Si + oxalate : envoi immédiat pour acidification au laboratoire.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30

Samedi : 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• LC-MS/MS
-------------------------------	--

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	33.3
--------------------	------