



Catalogue des analyses - Laboratoire

Citrate

Urine 24h



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

Acide citrique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Renseignements à fournir

Durée et volume de la récolte.
Si urine acidifiée indiquer "+ HCl".

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Bouteille plastique col large rond

1. Heure 0 (moment de la première miction considérée)

: Procéder à la miction dans les toilettes (urines jetées)

Noter la date et l'heure

2. Dès ce moment et jusqu'au lendemain à la même heure (heure 24),
récolter toutes les mictions dans la (les) bouteille(s).

Conserver la (les) bouteille(s) à 4°C entre les mictions

3. Heure 24 (précisément)

: terminer la récolte en procédant à une dernière miction.

Important: bien mélanger l'entier de la récolte (dans un même
récipient si plusieurs bouteilles) juste avant le prélèvement d'un
échantillon dans le tube.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si oxalate demandé aussi, le même tube suffit.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Important ! Juste avant de prélever l'échantillon d'urine à envoyer,
bien mélanger l'entier de la récolte.

Conservation

Si citrate seul conserver l'urine (vol min 2.0 ml) à 4°C.

Si + oxalate: conserver l'urine (vol min 4.0 ml) à -20°C.

Conditions d'acheminement

Si citrate seul : envoyer l'urine à 4°C.

Si + oxalate: envoyer l'urine congelée sur glace carbonique.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Si + oxalate : envoi immédiat pour acidification au laboratoire.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

[Chimie clinique](#)

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

33.3