

Catalogue des analyses - Laboratoire

Congenital disorders of glycosylation (CDG)

Sang

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Analyse sous-traitée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Chimie clinique
Synonyme	CDGS, CDG
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">Sang veineux
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 5 minutes, à température ambiante, à 3600G
Maximum 15 minutes après le prélèvement ! Décanner le sérum,
volume minimum : 0.5 ml

Conservation

4°C.

Conditions d'acheminement

4°C.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu

1-2 semaines

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Electrophorèse capillaire

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

256.5