

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Cortisol

Salive

## Informations générales

### Examen

**Préparation du patient** 1 heure après arrêt aliments et boissons et brossage de dents

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 121

**Fréquence d'exécution** 1x/semaine

**Analyse accréditée** OUI

**Synonyme** Cortisol salivaire

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
061232  
**Lien**  
[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Instruction(s) particulière(s)** Salivation libre directement dans le récipient, pendant 15 minutes maximum. Pas de crachat. Collecter au moins 3 ml.

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

## Stabilité maximale avant envoi

### Réfrigéré

Nuit et we

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Conservation

Réfrigéré

### Conditions d'acheminement

Si possible au frais.

### Acheminement

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

### Téléphone

021 31 44 280

### Site web

Réception des laboratoires 24/24.



## Analytique

### Prestataire

|   |  |
|---|--|
| <b>Prestataire</b>                        | Laboratoire de chimie clinique         |
| <b>Site</b>                               | BH18-100                               |
| <b>Adresse</b>                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne      |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439                                    |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | 24/24H                                 |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 31 44 121                          |
| <b>Site web</b>                           | <u><a href="#">Chimie clinique</a></u> |

## Post analytique

### Tarif

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Tarif (CHF)</b> | 54 |
|--------------------|----|